



Презентация продукции.

ООО «Научно-производственное объединение «Аквапаст» (г. Санкт-Петербург) является разработчиком и производителем наборов-реагентов для диагностики таких инфекционных заболеваний, как ротавирусная диарея, заболевания стрептококковой и стафилококковой этиологии.

С 1995 года работы «НПО Аквапаст» накоплен большой опыт по производству и реализации иммунодиагностикумов. Потребителями нашей продукции являются более 200 государственных и коммерческих лечебно-диагностических учреждений РФ.

Несомненными преимуществами работы с нами как с производителем являются:


1. Высокое качество наших тест-систем: **Специфичность не менее 98.5%. Чувствительность не менее 99%.**
2. Высокая **скорость постановки реакции в экспресс-тестах:** от **5 до 20 секунд. Не требуется** сложного лабораторного оборудования.
3. **Самая низкая цена** на территории РФ, обусловленная полным циклом собственного производства.
4. Постоянное наличие товара в Санкт-Петербурге и **бесплатная доставка в любой регион РФ от одного набора.**
5. Предоставляем **скидки** постоянным клиентам и в зависимости от объёма заказа.
6. Новым клиентам **бесплатно предоставляем образцы** нашей продукции.
7. **Наличие регистрационных удостоверений** на продукцию («Стреп-тесты» групп D и F в стадии регистрации).



«НПО Аквапаст» предлагает к реализации следующие тест-системы:

1. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигенов ротавирусов группы А («Рота-Антиген») по ТУ 93 8846-001-61022398-09 представлен в 3 видах комплектации:

1. 96 анализов
2. 3x32 анализов
3. 6x16 анализов




2. Набор реагентов СТРЕП-ТЕСТ А, В, С, D, G, F. Диагностикум для выявления стрептококков групп А, В, С, D, G, F в реакции коагутинации, жидкие по ТУ 938881-002-61022398-09 по 50 анализов для каждой группы.


Комплексные наборы этих групп в составе:

1. А, В, С, G каждой группы по 50 анализов
2. А, В, С, D, G, F каждой группы по 50 анализов

3. Набор реагентов «СТАФ-ТЕСТ». Диагностикум для идентификации коагулазо-положительных стафилококков в реакции агглютинации, жидкий, по ТУ 9398-003-61022398-12 50 анализов.



Результат постановки реакции ко-агглютинации с культурой группо-специфического стрептококка с использованием «Стреп-теста». Слева - капля отрицательного контроля. Справа - капля Диагностикума



Результат постановки реакции агглютинации с коагулазо-положительным стафилококком с использованием «Стаф-теста». Слева - капля отрицательного контроля. Справа - капля Диагностикума.